Stand: 2024-03-13



PRODUKTDATENBLATT

Nachfüllautomatik mit LiBus Ansteuerung

Best. - Nr.: I CZ 9661

Leistungsmerkmale

- Die Nachfüllautomatik gleicht den Verlust an verdunsteter Badflüssigkeit insbesondere bei Verwendung von Bädern mit großer Badoberfläche und bei höheren Temperaturen aus.
- Bei Verwendung von Wasser als Badflüssigkeit kann das Gerät über die Nachfüllautomatik an eine Wasserversorgung angeschlossen werden. Außerdem können Geräte mit Druck-Saugpumpe die Badflüssigkeit auch über die Nachfüllautomatik aus einem Vorratsbehälter (z.B. Kanister) saugen.
- Die Nachfüllautomatik kann nur an Geräte angeschlossen werden, die mit einem LiBus Modul ausgestattet sind und eine mehrstufige Niveauerfassung haben.
- · Das Ventil ist für einen Betrieb bis -10 °C ausgelegt.

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 · 97922 Lauda-Königshofen · DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser