

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Support pour tubes à essai
avec 372 perforations Ø13 mm
Numéro d'article: A000020

Caractéristiques

- Support de tubes à essai en acier inoxydable
- Positionnement et fixation faciles sur les quatre broches en plastique.
- Deux poignées s'étendant de la surface de l'eau permettent un placement et un retrait faciles.
- Hauteur des poignées : 100 mm
- Distance du bas : 54 mm

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

450 x 300 x 155 mm

Matériau

Acier inoxydable

Poids

1.6 kg

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser