

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Milchflaschengestell mit 12 Öffnungen Ø56 mm

Best.-Nr.: A000022

Leistungsmerkmale

- Reagenzglas Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- Zwei Haltegriffe, die aus der Wasseroberfläche herausragen, ermöglichen das mühelose Einsetzen und Herausnehmen.
- Griffhöhe: 108 mm
- Bodenabstand: 54 mm
- Lochung: 5 x 4 Löcher



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	240 x 195 x 185 mm
Außendurchmesser	56 mm
Anzahl Proben	12
Material	Edelstahl
Gewicht	0.7 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser