

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-09-17

porte-bouteilles avec 12 ouvertures Ø56 mm

Numéro d'article: A000022

Caractéristiques

- Support de tubes à essai en acier inoxydable
- Deux poignées s'étendant de la surface de l'eau permettent un placement et un retrait faciles.
- Hauteur des poignées : 108 mm
- Distance du bas : 54 mm
- Perforation : 5 x 4 trous



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	240 x 195 x 185 mm
Diamètre extérieur	56 mm
Nombre d'échantillons	12
Matériau	Acier inoxydable
Poids	0.7 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser