

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-09-02

Bandeja de agitación

N.º de pedido: A000023

Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y para el montaje de los soportes A000032 y A000033.
- Agujeros: 23 x 21 agujeros
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm
- Dos asas de sujeción que sobresalen de la superficie del agua permiten una colocación y retirada sin esfuerzo.
- Al utilizar el estante se reduce la profundidad útil 15 mm: Profundidad útil: 175 mm



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	450 x 300 x null mm
Anchura superficie de apoyo útil	400 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	256 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	1.0 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser