

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-09-17

Soporte para tubos Falcon 50 ml

Máx. 12 tubos

N.º de pedido: A000033

Características de rendimiento

- Adecuado para tubos de ensayo Ø25-29 mm, p. ej., Falcons de 50 ml
- La pieza perforada puede girarse 90° y cuenta con muelles de compresión para una sujeción firme.
- Los bastidores deben atornillarse a un estante, p. ej., el estante de agitación A000023 para los baños de agua con agitación Hydro o los A000044-A000046 para Varioshake.
- Bastidor de acero inoxidable para tubos de ensayo



Características técnicas

Peso

0.6 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser