

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Support pour 24 tubes à essais Ø 12-17 mm,
longueur 75 - 160 mm
Numéro d'article: A000059

Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø12 - 17 mm, par ex. 15 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Les racks doivent être vissés sur un plateau, par exemple sur le plateau d'agitation A000044 à A000047 de la série Varioshake. Ne convient pas pour une utilisation dans des bains-marie agités.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

340 x 60 x 80 mm

Nombre d'échantillons

24

Poids

0.6 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser