

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Soporte para tubos de ensayo para máx. 16 vasos
25 - 29 mm Ø, longitud 75 - 160 mm
N.º de pedido: A000060

Características de rendimiento

- Adecuado para tubos de ensayo Ø25-29 mm, p. ej., Falcons de 50 ml
- La pieza perforada puede girarse 90° y cuenta con muelles de compresión para una sujeción firme.
- Las rejillas se deben atornillar a una bandeja, por ejemplo a la bandeja de agitación A000044 a A000047 de la serie Varioshake. No apto para uso en baños de agua con agitación.
- Bastidor de acero inoxidable para tubos de ensayo



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	340 x 60 x 80 mm
Número de muestras	16
Peso	0.8 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser