

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Support pour 16 tubes à essais Ø 25-29 mm,  
longueur 75 - 160 mm  
Numéro d'article: A000060

### Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø25 - 29 mm, par ex. 50 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Les racks doivent être vissés sur un plateau, par exemple sur le plateau d'agitation A000044 à A000047 de la série Varioshake. Ne convient pas pour une utilisation dans des bains-marie agités.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



### Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	340 x 60 x 80 mm
Nombre d'échantillons	16
Poids	0.8 kg

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser