

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-27

Einschub für Tiefkühltruhen 205 l,  
für 8 Boxen 136x136x50 mm  
Best.-Nr.: A001393

### Leistungsmerkmale

- Beispielfoto, Bild zeigt nicht den tatsächlichen Artikel



Technische Änderungen vorbehalten

### Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

141 x 141 x 501 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1.4 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser