


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Einschub für Tiefkühlschränke 583 l,
für 12 Boxen 136x136x50 mm
Best.-Nr.: A001401

Leistungsmerkmale

- Beispielfoto, Bild zeigt nicht den tatsächlichen Artikel
- Für 3(Höhe) x 4(Tiefe) Boxen max. 136 x 136 x 53 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

142 x 565 x 169 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1.9 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser