

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Cubeta de baño LAUDA B 4
40 l, aislado, con grifo de vaciado
N.º de pedido: LCZ 0712

Características de rendimiento

- Recipiente de baño en acero inoxidable con grifo de vaciado
- El revestimiento exterior está compuesto por una resistente chapa de acero inoxidable con recubrimiento de polvo.
- Cuatro patas negras atornilladas a la base de la carcasa. Altura: 15 cm

Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	350 x 803 x 250 mm
Anchura superficie de apoyo útil	300 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	750 mm
Anchura máx. de la abertura del baño	300 mm
Profundidad máx. de la abertura del baño	750 mm
Profundidad del baño	200 mm
Profundidad útil	180 mm

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser