

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

### Absperreinheit mit LiBus Ansteuerung

Best.-Nr.: LCZ 9673

#### Leistungsmerkmale

- Die Absperreinheit/Rücklaufsicherung ermöglicht den sicheren Betrieb des Thermostaten mit einem externen geschlossenen Verbraucher (zum Beispiel ein Doppelmantelgefäß).
- Die Absperreinheit/Rücklaufsicherung ist für einen Betriebstemperaturbereich der Temperierflüssigkeit von -40 °C bis 130 °C ausgelegt.
- Sichern Sie Schläuche stets mit passenden Schlauchsicherungen!



#### Technische Merkmale

Anschluss 1 Gewinde (innen)

M16 x 1

Gewicht

1.1 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser