

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Electrovanne avec connexion LiBus
pour PVL, M14x1.5 (I) - M16x1 (E)
Numéro d'article: LCZ 9726

Caractéristiques

- La vanne de liquide de refroidissement est conçue pour fonctionner avec de l'eau de refroidissement uniquement
- Le dispositif de remplissage automatique peut être connecté à des unités équipées d'un module LiBus et disposant d'une mesure de niveau à plusieurs niveaux
- Fixez toujours les tuyaux à l'aide de fusibles appropriés

Données techniques

Raccord 1 filetage (intérieur)

M16 x 1

Raccord 2 filetage (intérieur)

M14 x 1,5

Poids

0.9 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser