

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-01-16

Manguera metálica MTK200 G3/4"-G3/4"  
DN 20 long. =2000 mm  
N.º de pedido: LZM 076

### Características de rendimiento

- Sellado plano



### Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	-50 ... 150 °C
Conexión 1 rosca (interior)	G 3/4"
Conexión 2 rosca (interior)	G 3/4"
Longitud	200 cm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser