

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-01-16

Metallschlauch MTK101 G1" - G1 1/4"

DN 25 NL=1000 mm

Best.-Nr.: LZM 078

Leistungsmerkmale

- Flach dichtend



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

-50 ... 150 °C

Anschluss 1 Gewinde (innen)

G 1"

Anschluss 2 Gewinde (innen)

G 1 1/4"

Länge

100 cm

Material

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser