

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-01-16

Manguera metálica MTK101 G1" - G1 1/4"

DN 25 long. =1000 mm

N.º de pedido: LZM 078

Características de rendimiento

- Sellado plano



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

-50 ... 150 °C

Conexión 1 rosca (interior)

G 1"

Conexión 2 rosca (interior)

G 1 1/4"

Longitud

100 cm

Material

Acero inoxidable

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser