

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-01-16

Tuyau métallique MTK101 G1" à G1 1/4"

DN 25, longueur 1000 mm

Numéro d'article: LZM 078

Caractéristiques

- Etanchéité plate



Données techniques

Plage de température de fonctionnement

-50 ... 150 °C

Raccord 1 filetage (intérieur)

G 1"

Raccord 2 filetage (intérieur)

G 1 1/4"

Longueur

100 cm

Matériau

Acier inoxydable

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser