

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-01-16

Metallschlauch MTK201 G1"-G1 1/4"

DN 25 NL=2000 mm

Best.-Nr.: LZM 079

## Leistungsmerkmale

- Flach dichtend

## Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-50 ... 150 °C
Anschluss 1 Gewinde (innen)	G 1"
Anschluss 2 Gewinde (innen)	G 1 1/4"
Länge	200 cm
Material	Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser