

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Bastidor de suspensión policarbonato RK 75  
para 30 vasos, D. 13/14 mm  
N.º de pedido: UE 023

### Características de rendimiento

- Para uso hasta  $T_{\text{máx}} = 100\text{ °C}$
- Colocación del bastidor en el borde del baño.
- Agujeros: 6 x 5 agujeros



### Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

184 x 100 x 92 mm

Anchura superficie de apoyo útil

108 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

100 mm

Profundidad de inmersión

63 mm

Material

Policarbonato

Peso

0.2 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser