

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Einhängegestell aus Edelstahl RN 30
für 15 Gläser, D=24-30 mm, 110 mm ET
Best.-Nr.: UE 032

Leistungsmerkmale

- Einsatzgestell mit Kunststoffgriff(en) für eine Temperatur bis 100 °C
- Abstand zwischen den Ebenen: 50 mm
- Lochung: 3 x 5 Löcher



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	300 x 145 x 137 mm
Anzahl Proben	15
Eintauchtiefe	110 mm
Material	Edelstahl
Gewicht	0.8 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser