

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Bastidor de suspensión de acero inoxidable RN 30
para 15 vasos, D=24-30 mm, 110 mm ET
N.º de pedido: UE 032

Características de rendimiento

- Soporte con asa(s) de plástico para una temperatura hasta 100 °C
- Distancia entre los niveles: 50 mm
- Agujeros: 3 x 5 agujeros



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	300 x 145 x 137 mm
Número de muestras	15
Profundidad de inmersión	110 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	0.8 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser