

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-15

Stainless steel inset rack RN 18/4
for 11 tubes, 14-18 mm Dia. 110 mm ID
Part Number: UE 035



Technical Features

Overall dimensions (WxDxH)

109 x 86 x 148 mm

Number of samples

11

Immersion depth

110 mm

Material

Stainless steel

Weight

0.2 kg

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser