

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Gestell für 20 Zentrifugengläser

Best.-Nr.: UE 049

Leistungsmerkmale

- Passend für Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 42 mm bis 48 mm
- Einsetzbar für T = 0 °C ... 135 °C
- Lochung: 4 x 5 Löcher



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

250 x 100 x 65 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1.5 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser