

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Einsatzgestell aus Edelstahl RQ 18/2
für 21 Gläser, Ø 14-18 mm, 110 mm ET
Best.-Nr.: UG 107

Leistungsmerkmale

- Für komfortables Handling in Badthermostaten und Wasserbädern
- Einsatzgestell mit Kunststoffgriff(en) für eine Temperatur bis 100 °C
- passend für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 14 - 18 mm
- Bodenabstand: 60 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	190 x 95 x 203 mm
Anzahl Proben	21
Eintauchtiefe	110 mm
Material	Edelstahl
Gewicht	0.4 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser