

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Soporte de acero inoxidable RQ 30  
para 10 vasos, Ø 24-30 mm, 110 mm ET  
N.º de pedido: UG 108

### Características de rendimiento

- Para una manipulación cómoda en termostatos de baño y baños de agua
- Soporte con asa(s) de plástico para una temperatura hasta 100 °C
- Adecuado para tubos de ensayo con un diámetro de 24-30 mm
- Distancia del suelo: 60 mm

### Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	190 x 95 x 203 mm
Número de muestras	10
Profundidad de inmersión	110 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	0.4 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser