

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Rotunde

18 Bohrungen, D = 11 mm

Best.-Nr.: UG 110

Leistungsmerkmale

- passend für REJ 1225 G
- Für die Aufnahme von Thermometern oder Messfühlern zu Kalibrierzwecken.
- Rotunde für 18 Proben mit einem Durchmesser von 18 mm.
- Der Einsatz ist drehbar und um 40 mm höhenverstellbar.



Technische Merkmale

Außendurchmesser

Anzahl Proben

Material

Gewicht

175 mm

18

Edelstahl

1.0 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser